

## SCHEDA TECNICA

Preparato: IDROMASSAGGIO

Codice commerciale: KS380

Codice preparato: 42050301

Pag. 1 di 1

Revisione: 15.06.2016 JR



## IDROMASSAGGIO

### Sgrassatore igienizzante

<b>IMPIEGO</b>	Rimozione dei residui generati da oli da bagno, residui di sapone e grassi cutanei. Igienizzazione ed eliminazione degli odori sgradevoli. Impiego nel processo automatico di pulizia.
<b>DESCRIZIONE</b>	Liquido limpido, incolore, di odore lieve, miscibile con acqua in qualsiasi rapporto, non infiammabile, peso specifico 1.035 g/cc, pH 9.0 – 10.0
<b>COMPONENTI</b> (Regolamento 648/2004/CE)	5 – 30% tensioattivi non ionici < 5% tensioattivi cationici, fosfonati Altri componenti: phenoxyethanol, parfum.
<b>ETICHETTATURA</b> (Regolamento 1272/2008/CE)	<b>Pericolo H315</b> Provoca irritazione cutanea. <b>H318</b> Provoca gravi lesioni oculari. Contiene: Isotridecanolo, etossilato.
<b>AVVERTENZE</b>	Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare sotto chiave. Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze in etichetta e/o scheda di sicurezza. Lavorare in sicurezza utilizzando le protezioni indicate e la cura necessaria nell'impiego di prodotti chimici.
<b>COMPORTEMENTO ECOLOGICO</b>	Non contiene fosforo, formaldeide o nonilfenoli. I tensioattivi contenuti sono a base di materie prime facilmente e rapidamente biodegradabili. I sequestranti sono biodegradabili e innocui per l'ambiente acquatico.
<b>CARATTERISTICHE</b>	Il prodotto è schiumogeno, possiede ottimo potere detergente e sgrassante e alto potere penetrante anche per sporco resistente.
<b>DOSAGGIO E IMPIEGO</b>	Per impianti senza sistema di disinfezione, al termine del ciclo di idromassaggio, vuotare parzialmente la vasca (gli ugelli devono rimanere immersi nell'acqua). Versare 50 ml di prodotto, quindi avviare l'impianto più volte per qualche minuto. Scaricare l'acqua dopo 15 minuti e risciacquare le superfici. Per impianti dotati di sistemi di disinfezione, attenersi alle norme del costruttore. Usare con cautela. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.
<b>CONSUMO</b>	Ca. 50 ml per operazione.
<b>SCADENZA</b>	≥ 12 mesi in contenitori chiusi a temperatura ambiente. Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature comprese tra 10°C e 30°C.
<b>CONFEZIONI</b>	Flacone da 1 l (codice EAN 8008273009531) Cartone da 6x1 l (codice EAN 8008273953063)